

Med

MODELLBILDER



FEATURES


Art.Nr. 511211

FAST  FIX

- Urea 131,5 Duroplast
- Standard/Bügel
- Oval
- Sandwich
- universell, runde Frontpartie
- Spoiler
- Deckelpuffer (DP97) weiss, 2 Stück
- Sitzpuffer (SP97) weiss, 2 Stück
- CO₂ Footprint: 5,00 kg CO₂e
- Nettogewicht: 2,24 kg

FARBE

- weiss
- Farbcode: 101





SCHARNIERBILDER



SCHARNIER

- B0302Y
- 400023
- Bügel / Edelstahl / FastFix Befestigung
- Befestigung von unten
- Schraubenlänge: 70,0 mm
- Drehpunkthöhe Scharnier: 19,8 mm
- Verstellmöglichkeiten:
7,0 mm - 7,0 mm


MONTAGEANLEITUNG



Med

Maßzeichnung (mm)

Länge der Garnitur: 446 mm



Diverse Daten

Gewicht brutto: 2,66 kg

EAN Nummer: 4016959040048

Etikett:



Verpackungseinheit:



7 Stück



168 Stück

Abmessungen Innenkarton: 383x49x460 mm

PFLEGEHINWEISE

Dieser WC-Sitz wurde aus hochwertigen und umweltfreundlichen Materialien mit Sorgfalt und Präzision hergestellt. Wenn Sie ein paar einfache Reinigungshinweise beachten, werden Sie lange Freude an diesem Qualitätsprodukt haben. Die geschlossene, porenfreie Oberfläche bietet die beste Voraussetzung für optimale Hygiene. Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da diese zu Verfärbungen, Lackablösungen oder Flugrost auf den Scharnieren führen können. Für eine gründliche Reinigung eignen sich am besten Neutraseife oder milde und natürliche, haushaltsübliche Spülmittel. Nach der Reinigung feucht nachwischen. Lassen Sie den WC-Sitz und Deckel hochgeklappt, solange der Spülvorgang andauert oder sich stärkere Reinigungsmittel im WC-Becken befinden. Vielen Dank für die Beachtung und viel Freude mit Ihrem neuen WC Sitz.