

# BCP Schnelldesinfektion Aktiv



**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



## Beschreibung

- **BioClean Professional** Desinfektionsmittel
- gebrauchsfertige Lösung
- desinfiziert und beseitigt Bakterien, Viren und Pilze
- Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen
- frei von künstlichen Duftstoffen
- allergikerfreundlich
- sehr schnelle Wirksamkeit

## Anwendungsgebiete

- Arbeitsplätze
- Spülen, Wasserhähne und Türklinen
- WC- und Sanitärbereich
- Schneidebretter und Küchenarbeitsflächen
- Kühlschränke uvm.

## Anwendung

Die gebrauchsfertige Lösung des **BCP Schnelldesinfektion Aktiv** unverdünnt und gleichmäßig auf die zu desinfizierende Fläche sprühen. Empfohlene Aufwandsmenge pro Anwendung sind 2 Hub (entsprechen ca. 2,8 ml) auf 10 x 10 cm. Anschließend trocknen lassen. Bereits nach 1 Minute sind die auf der Oberfläche befindlichen Bakterien, Pilze und Viren beseitigt. Eine Vorreinigung der zu desinfizierenden Fläche ist nicht notwendig.


## Mindesthaltbarkeit

- 24 Monate

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 6	500 ml Flasche	3365

Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.